

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, MOBILIARIO CLÍNICO Y EQUIPAMIENTO SANITARIO PARA EL HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS (ÁREA SANITARIA VI)

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalación del mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipamiento sanitario para el Hospital del Oriente de Asturias Área VI-Arriendas.

Este pliego tiene como finalidad definir el ámbito de desarrollo del suministro a realizar y las condiciones que se deben cumplir, complementando aquello especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las dependencias a equipar son las que figuran en los planos del proyecto de la obra del Área Administrativa y Servicio de Rehabilitación del Hospital del Oriente de Asturias Área VI-Arriendas (Anexo I).

Se pretende la adquisición de artículos de calidad que garanticen su durabilidad y la inversión patrimonial a lo largo del tiempo.

Los artículos se elegirán dentro de una gama estética funcional, de manera que todos ellos guarden uniformidad en el diseño en cuanto a formas, sistemas, acabados y materiales.

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario y equipamiento electrónico, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material.

Los artículos electrónicos incluirán las programaciones necesarias para su correcto funcionamiento.


En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este pliego de Prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.- ACOPIO, ENTREGA, MONTAJE Y COLOCACIÓN

Los adjudicatarios deberán realizar previo al suministro mediciones exactas en las instalaciones, al objeto de verificar que no existan diferencias con los planos facilitados en el Anexo I que puedan afectar a la posterior ubicación del mobiliario.

El adjudicatario, antes de la entrega contactará con los responsables del Área Sanitaria VI y visitará los lugares de descarga y almacenaje al efecto de coordinar la operativa de la entrega.

El equipamiento deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de algún elemento como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga/descarga



e instalación será imputable al adjudicatario. Este se comprometerá por escrito a reponer el elemento dañado en un plazo no superior a 48 horas.

El adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el mobiliario en los lugares establecidos y los dejará totalmente operativos para la ocupación por el personal destinado en el mismo.

El suministro objeto del contrato, así como su montaje e instalación se hará siempre evitando distorsionar el correcto funcionamiento de los servicios destinatarios.

En caso contrario, si la anterior circunstancia no fuera viable, la empresa adjudicataria será encargada de almacenar los artículos adjudicados para proceder a su suministro, distribución y montaje de acuerdo a las instrucciones de los responsables del Área Sanitaria.

Los productos deben incorporar una etiqueta de identificación, que sea duradera y fácilmente legible, situada en lugar accesible pero no visible en condiciones normales de utilización. En dicha etiqueta se especificarán el nombre o razón social del fabricante y del oferente, en caso de no ser coincidentes.

Se deberá presentar para los sublotos 5.10, 5.16 y 5.25 declaración responsable de marcado CE.

Con los bienes suministrados se entregarán las instrucciones que posibiliten al usuario la comprensión de su utilidad y su manejo y mantenimiento.

No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos ofertados y que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por escrito por los responsables del Área Sanitaria..

La entrega de los muebles se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden a los requerimientos del documento de licitación o no son las ofertadas, si los muebles pertenecen a una marca o modelo distintos del ofertado o los acabados no son los exigidos.

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no obstaculicen los movimientos del usuario.

Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal (por ejemplo, cortes y/o aplastamientos) y deterioro material (en concreto las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).

Las aristas y los ángulos con los que el usuario está en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar este radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que ser diseñados de




manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.

Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa.

Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.

Específicamente se deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes normas:

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 527-1:2011
	Requisitos mecánicos de seguridad.	UNE-EN 527-2:2003
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 527-3:2003
Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-1/AC:2003
	Requisitos de seguridad.	UNE-EN 1335-2:2009
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.		UNE-EN 13761:2013
	Determinación de la estabilidad.	UNE-EN 1022:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 1728:2013
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Archivo	Requisitos de seguridad	UNE-EN 14073-2:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.	UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo.	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 14074:2005



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
Tableros derivados de la madera	Determinación del contenido en formaldehído. Método de extracción denominado del perforador.	UNE-EN ISO 12460-5:2016
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas.	UNE-EN ISO 12460-3:2016 UNE-EN 717-2/AC:2003
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña.	ASTM D6007-02 (2008)
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande.	ASTM E1333-96 (2002)
Mobiliario tapizado	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.	UNE-EN 1021-1:2015 ISO 8191-1:1988
	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.	UNE-EN 1021-2:2015 ISO 8191-2:1988
	Prueba de fuego de materiales compuestos tapizados para el asiento.	Bs 5852-1:1979
	Prueba de incendio de muebles forrados.	Bs 5852-2:1982
	Métodos de ensayo para la evaluación de la ignición de los asientos tapizados con fuentes de ignición	Bs 5852-2:1990 Bs 5852:2006

CALIDAD


- Acreditación del certificado ISO9001:2000

SEGURIDAD E HIGIENE

- Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido en el Real decreto 488/1997 del 14 de abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).
- En todos los muebles donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, etc... se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes.

ERGONOMIA

- Cumplimiento del real decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).




SOSTENIBILIDAD

- UNE-EN ISO 14001/2015: Sistema de Gestión Ambiental aplicable al Diseño y Producción de los productos afectados.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Sublote	Descripción sublotes
1.1	Archivador metálico para carpetas colgantes (A4)
1.2	Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 100x45x135 cm
1.3	Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 120x45x198 cm
1.4	Armario polipropileno. Medidas 70x45x184 cm
1.5	Bancadas 4 plazas
1.6	Banco 1,5 m.
1.7	Cajonera rodante
1.8	Espejo lavabo
1.9	Mesa acero inoxidable
1.10	Mesa oficina 1600x800 mm con ala
1.11	Nevera con congelador
1.12	Papelera polipropileno 50 litros



1.13	Perchero de pared
1.14	Perchero de pie
1.15	Separador frontal panel laminado para puestos operativos (1600 mm)
1.16	Separador lateral panel laminado para puestos operativos (1800 mm)
1.17	Silla confidente con apoyabrazos
1.18	Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos
1.19	Silla de madera para equipo mecanoterapia
1.20	Taquilla monoplaza

LOTE 2: Cortinas

Sublote	Descripción sublotes
2.1	Cortina despacho ancho 125 cm y alto 180 cm
2.2	Cortina despacho ancho 145 cm y alto 180 cm
2.3	Cortina despacho ancho 115 cm y alto 185 cm
2.4	Cortina despacho ancho 205 cm y alto 185 cm
2.5	Cortina oficina ancho 115 cm y alto 185 cm
2.6	Cortina oficina ancho 185 cm y alto 185 cm




2.7	Cortina oficina ancho 230 cm y alto 185 cm
2.8	Cortina oficina ancho 245 cm y alto 185 cm
2.9	Cortina oficina ancho 250 cm y alto 185 cm
2.10	Cortina gimnasio ancho 240 cm y alto 160 cm

LOTE 3: Mampara acristalada


LOTE 4: Mostrador de recepción a medida

LOTE 5: Mobiliario clínico y equipamiento sanitario

Sublote	Descripción sublotes
5.1	Balón Bobath 45cm
5.2	Balón Bobath 95 cm
5.3	Camilla de tratamiento Neurológica Bobath.
5.4	Camilla Exploración Hidráulica con porta-rollos
5.5	Carro de acero inoxidable 2 baldas
5.6	Colchoneta espuma 15mm, 200x100 cm
5.7	Cuña tapizada. Medidas 25x25x10
5.8	Cuña tapizada. Medidas 30x50x20



5.9	Cuña tapizada. Medidas 50x40x30
5.10	Equipo combinado de electro-estimulación más ultrasonidos
5.11	Escalera con rampa 4 peldaños
5.12	Espaldera acabado en madera barnizada.
5.13	Gomas elásticas gimnasia 5,5 m nivel tracción 1
5.14	Gomas elásticas gimnasia 5,5 m nivel tracción 2
5.15	Gomas elásticas gimnasia 5,5 m nivel tracción 3
5.16	Lámpara Infrarrojos
5.17	Mesa/carro de transporte con ruedas para equipo combinado (sublote 5.10)
5.18	Pesas lastre para tobillos y muñecas 1/2 Kg
5.19	Pesas lastre para tobillos y muñecas 1Kg
5.20	Pesas lastre para tobillos y muñecas 2 Kg
5.21	Pesas lastre para tobillos y muñecas 3 Kg
5.22	Rulo tapizado liso en skay. Medidas 65x10
5.23	Rulo tapizado liso en skay. Medidas 60x20
5.24	Rulo tapizado liso en skay. Medidas 60X30



5.25	Tens
------	------

LOTE 6: Señalización

Las características, materiales y dimensiones de la señalización que se detalla a continuación, deberán ajustarse al manual de señalización corporativo del SESPA (Anexo II)


Sublote	Descripción sublotes
6.1	Vinilo ácido adhesivo interior
6.2	Señalización interior Consultas y Despachos. Dimensiones 250 x 250 cm
6.3	Señalización interior Consultas y Despachos. Con adhesivo para pared de cristal. Dimensiones 250 x 250 cm
6.4	Señalización interior pictogramas (aseos). Dimensiones 200 x 200 cm
6.5	Señalización Área Administrativa (encima puerta entrada) (900x150 mm)
6.6	Señalización indicativa direccional (700x200 mm)

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Los licitadores que presenten ofertas que no cumplan con las especificaciones mínimas que a continuación se describen, serán excluidos del presente procedimiento. A tales efectos se adjuntan las fichas de autoevaluación según Anexo III, que deberán ser cumplimentadas por los licitadores.

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre ellos.




Al adjudicatario del presente lote, se le facilitará información de la distribución por ubicaciones del mobiliario que se detalla a continuación.

Sublote 1.1 : Archivador metálico para carpetas colgantes (A4) Medidas: 132 x 47 x 62 cm ($\pm 5\%$) Con cerradura. 4 cajones Con portaetiquetas Color gris Sistema antivuelco
Sublote 1.2 : Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 100x45x135 cm Medidas : 100x45x135 cm ($\pm 5\%$) Estructura : Monoblock chapa laminada en frío de 0,8mm 4 estantes interiores regulables Cerradura con llave
Sublote 1.3 : Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 120x45x198 cm Medidas : 120x45x198 cm ($\pm 5\%$) Estructura : Monoblock chapa laminada en frío de 0,8mm 4 estantes interiores regulables Cerradura con llave
Sublote 1.4 : Armario polipropileno. Medidas 70x45x184 cm Medidas: 70x45x184 cm ($\pm 5\%$) Estructura: Polipropileno Con llave o candado
Sublote 1.5 : Bancada 4 plazas Asiento convexo y respaldo monocarcasa fabricado en polipropileno Estructura metálica epoxi Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo
Sublote 1.6 : Banco 1,5 metros Medidas: 150 x 34 x 48 cm de alto ($\pm 5\%$) Fabricado en tubo de acero, estructura soldada, gran resistencia. Material hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmeda
Sublote 1.7 : Cajonera rodante 3 cajones Acabado en melamina. Ruedas estándar de seguridad Sistema antivuelco A juego con mesa sublote 1.10 Con llave
Sublote 1.8: Espejo lavabo Medidas 80 x100 cm Sin perfiles



Pegado a pared
Sublote 1.9 : Mesa acero inoxidable Medidas 180x80x74 cm Reforzada para soportar 200Kg AISI 316 Patas regulables
Sublote 1.10 : Mesa rectangular oficina 1600x800 mm con ala Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm ($\pm 5\%$) Medida ala 960x600 mm ($\pm 5\%$) Estructura de acero laminado con acabado epoxi Encimera melamina aglomerado de alta densidad 25mm. ($\pm 5\%$) Faldón metálico frontal con bandeja metálica para organización cableado, 4 patas metálicas de 50x50 mm
Sublote 1.11 : Nevera con congelador Medidas: 550 x 1430 x 550 mm ($\pm 5\%$) Clase A Capacidad 204 L ($\pm 5\%$) Bandejas de cristal Luz interior Regulador de temperatura Puerta reversible con sistema de autocierre
Sublote 1.12: Papelera Material polipropileno Capacidad 50 L ($\pm 5\%$)
Sublote 1.13 : Perchero de pared Perchero metálico mural 3 ó 4 colgadores
Sublote 1.14 : Perchero de pie Metálico 8 colgadores Altura 1770 mm ($\pm 5\%$) Estabilidad
Sublote 1.15 : Separador frontal panel laminado para puestos operativos de 1600 mm Material : Melamina del mismo acabado que encimeras mesas (sublote 1.10) Medida 1500x330x16mm ($\pm 5\%$)
Sublote 1.16 : Separador lateral panel laminado para puestos operativos 1800 mm Material : Melamina del mismo acabado que encimeras mesas (sublote 1.10) Medida 1750x330x16mm ($\pm 5\%$)
Sublote 1.17 : Silla confidente con apoyabrazos Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento) Asiento y respaldo de polipropileno color azul oscuro Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas

**Sublote 1.18 : Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos**

Silla ergonómica con regulación automática en altura

Sistema de regulación para respaldo y asiento ergonómico con curvatura delantera

Apoyabrazos regulables

Regulación independiente de la altura del respaldo y de la separación longitudinal entre asiento y respaldo

Tapizado en polipiel color azul oscuro, de alta densidad 45 mm de espesor ($\pm 5\%$)

Interior de madera o polipropileno

Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo

Sublote 1.19 : Silla para equipo mecanoterapia

Madera de haya.

Sin ningún elemento metálico.

Sublote 1.20 : Taquilla monoplaza

Medidas: 30x50x180 cm ($\pm 5\%$)

Fabricadas en chapa de acero

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster

Bandeja y colgador para perchas

Bordes sin aristas

Bisagras ocultas

Con roseta de ventilación

Cerradura de cilindro con 2 llaves

LOTE 2: Cortinas**Cortinas**

- Suministro y colocación de cortina enrollable, soporte a techo o pared
- Medidas según descripción sublotes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10
- Tubo de enrollado mínimo diam. 45
- Tapas laterales en PVC
- Sistema anti-desplazamiento de la tela en el tubo de enrollamiento
- Accionamiento manual mediante cadena
- Tejido de fibra recubierto de PVC para cortina enrollable manualmente con apertura 3%
- Antibacteriano e ignífugo
- Clasificación M según NFP 92503, C UNO según UNI 9177
- Composición aprox.: 36% fibra de vidrio, 64% PVC
- Tejido termosoldado en los cantos y en su parte final
- Peso no superior a 365 g/m² +5%
- Grosor del tejido no superior a 0,46mm +5%,
- Bloqueo de rayos UV: >93%
- Solidez de los colores a la luz: 7/8 según ISO 105 B02



LOTE 3: Mampara acristalada

- Mampara acristalada Suministro e instalación de 73 m2 de mampara registrable acristalada de suelo a techo
- Espesor total de 82 mm.
- Estructura oculta de 45x30 mm en aluminio extrusionado con una aleación 6063-56-HO, tratamiento T5 y posterior anodizado plata mate de 15 micras en partes vistas
- Acristalamiento (6+6/40/6+6) con dos vidrios laminares acústicos transparentes 6+6 mm., formando cámara de aire intermedia de 40 mm
- Ventanales de 3.600 mm. de ancho formados por un máximo de tres vidrios con los cantos pulidos y unidos a hueso mediante "H" de policarbonato transparente.
- Entrecalles verticales de 10 mm. de ancho
- Sellado perimetral contra suelo, techo y paredes, mediante juntas de PVC de doble dureza
- Preparada para alojar canalizaciones (electricidad, agua, etc.) en su interior
- Totalmente reinstalable, registrable y módulos intercambiables.
- Máxima calificación para zonas y niveles de uso según norma UNE 41.955:2000
- Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001:2008
- Aislamiento acústico 42 dB

LOTE 4: Mostrador de recepción a medida

Mostrador de recepción a medida

El mostrador a medida estará dividido en dos partes por una columna de obra, cuya longitud total será de 325cm - 330 cm, cubriendo la columna existente.

I) En la parte derecha el mostrador llevará dos encimeras:


. Encimera superior con medidas aprox. 163 x 40x 110h cm

. Encimera de trabajo con medidas aprox. 163 x 70x 75h cm

II) En la parte izquierda el mostrador solo llevará la encimera de trabajo:

. Encimera de trabajo con medidas aprox. 100x 70x 75h cm

Sobres mesa, mostrador y laterales fabricados en tablero aglomerado bilaminado con recubrimiento de melanina de 25 mm y cantos de PVC, a juego con el acabado de las mesas de oficina sub lote 1.10



LOTE 5: Mobiliario REHABILITACION

Sublote 5.1 : Balón bobath 45 cm.

- Superficie antideslizante
- Tacto suave
- Buena amortiguación.
- Inflable
- Medida :45cm

Sublote 5.2 : Balón bobath 95 cm.

- Superficie antideslizante
- Tacto suave
- Buena amortiguación.
- Inflable
- Medida :95cm

Sublote 5.3 : Camilla de tratamiento neurológico bobath

- Dos tramos
- Anchura 120cm.
- Altura mínima 46 cm.
- Altura máxima 89 cm.
- Longitud sección de la cabeza +- 65 cm.
- Longitud sección de las piernas +- 140cm
- Longitud total +-208 cm
- Angulo de inclinación del reposacabezas - 30/80
- Mecanismo de elevación eléctrico
- Orificio para respirar
- 4Ruedas retractiles
- Peso máximo usuario 250 kg.

Sublote 5.4 : Camilla de exploración hidráulica con portarollos

- Medidas: 190 x 62 x 55-90 cm. ($\pm$ 5%)
- tres cuerpos con respaldo abatible
- Estructura de acero inoxidable soldada de gran solidez
- Peso soportado 180 kg.
- Tapizado de gran densidad en material ignífugo
- Motor hidráulico
- Altura regulable
- Portarollos para adaptar a camilla

Sublote 5.5 : Carro de acero inoxidable 2 baldas


- Medidas 62x47x90 cm
- Con cajón
- Con ruedas

Sublote 5.6 : Colchoneta espuma

- Medidas 15 mm , 200 x 100 cm
- Superficie antideslizante



• Tacto suave • Buena amortiguación • Tapizada en skay
Sublote 5.7 : Cuña tapizada 25 cm • Medidas aprox.: 25x25x10 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sublote 5.8 : Cuña tapizada 30 cm • Medidas aprox.: 30X50X20 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sublote 5.9 : Cuña tapizada 50 cm • Medidas aprox.: 50x40x30 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sublote 5.10 : Equipo combinado (electroestimulación + ultrasonidos) • Pantalla táctil de cristal claro y resistente a golpes • Voltaje 100-240V+10% • Canales de corriente 2 (100% independientes) • Tipo de corriente 36 (por canal) • Cable de alimentación 230V-EUR • Electrodo de caucho 6x8cm ,2mm hembra • Almohadillas húmedas para electrodos 6x8cm • Cable paciente 2mm macho • Frecuencia de ultrasonido 1 y 3 MHz • Modalidad continuo y pulsada • Dos cabezales uno de 5 cm y otro de 0,8 cm
Sublote 5.11 : Escalera con rampa 4 peldaños • Estructura acero pintado en epoxi • Peldaños en haya con goma antideslizante de 1,90m. • Altura de peldaños 15 cm. • Ancho de peldaño 24 cm. • Barandillas metálicas elevables mediante pomos especiales de fácil apriete • Regulación de altura entre 55 y 80 cm.
Sublote 5.12 : Espaldera en madera barnizada • Medidas 240x90x12 cm. • Estructura de madera • Barnizada en poliuretano • Cuatro anclajes de seguridad • Un cuerpo • Fijación a pared
Sublote 5.13 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 1)



- Elástica
- Sin látex
- Presentación en rollos

Sublote 5.14 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 2)

- Elástica
- Sin látex
- Presentación en rollos

Sublote 5.15 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 3)

- Elástica
- Sin látex
- Presentación en rollos

Sublote 5.16: Lampara infrarrojos

- Regulable en altura de 0 a170cm.
- Orientable en cualquier posición
- Radiación por lámpara incandescente
- Reloj con desconexión automática 0-60 minutos
- Pie con cinco ruedas de alta estabilidad
- Medidas 620x620x1800mm
- Peso +- 8Kg
- Alimentacion230v 50/60 Hz 250w
- Marcado CE 1012 Clase I tipo B

Sublote 5.17: Mesa/carro de transporte con ruedas para equipo combinado (sublote 5.10)

- Estructura de acero electrosoldada.recubrimiento epoxi ral7035 gofrado
- 3 bandejas
- Bandeja superior con organizador de cables
- Bandeja intermedia con cajón metálico con guía
- Bandeja inferior para accesorios
- 4 ruedas giratorias dos con freno

Sublote 5.18: Pesas lastre (1/2 kg.)

- Para tobillo y muñeca
- Fijación con velcro
- Forrado en semipiel
- Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I

Sublote 5.19: Pesas lastre (1 kg.)

- Para tobillo y muñeca
- Fijación con velcro
- Forrado en semipiel
- Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I

Sublote 5.20: Pesas lastre (2 kg.)

- Para tobillo y muñeca
- Fijación con velcro




• Forrado en semipiel • Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I
Sublote 5.21: Pesas lastre (3 kg.) • Para tobillo y muñeca • Fijación con velcro • Forrado en semipiel • Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I
Sulote 5.22 : Rulo tapizado 65 x 10 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sulote 5.23 : Rulo tapizado 60 x 20 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sulote 5.24 : Rulo tapizado 60 x 30 cm • Gomaespuma de 25 kg de densidad • Tapizado en skay
Sublote 5.25 : TENS • Dos canales independientes en intensidad. • Frecuencia :1-150Hz • Ancho de pulso: 50-400 8s. • Intensidad :100 ma por canal • Funcionamiento a batería

LOTE 6: Señalización

Las características, materiales y dimensiones de la señalización que se detalla a continuación, deberán ajustarse al manual de señalización corporativo del SESPA según Anexo II

Sublote 6.1 : Vinilo ácido adhesivo interior • Fabricación y aplicación a vidrios existentes de 36 m² de ambientación lineal en material vinílico ácido adhesivo interior con logo SESPA según diseño a facilitar
Sublote 6.2 : Señalización interior Consultas y Despachos. Dimensiones 250 x 250 cm • Suministro y colocación de placas de despachos o consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA
Sublote 6.3 : Señalización interior Consultas y Despachos. Con adhesivo para pared de cristal. Dimensiones 250 x 250 cm • Suministro y colocación de placas de despachos o consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA, con la salvedad de que irán sujetas con adhesivo por ser la pared de cristal
Sublote 6.4: Señalización interior pictogramas (aseos). Dimensiones 200 x 200 cm • Suministro y colocación de placas para aseos de acuerdo a manual corporativo SESPA



Sublote 6.5: Señalización Área Administrativa (encima puerta entrada) (900x150 mm)


- Suministro y colocación de placas de pared para dependencias de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 6.6: Señalización indicativa direccional (700x200 mm)

- Suministro y colocación de placas direccionales suspendidas de acuerdo a manual corporativo SESPA

En Oviedo, a 22 de Junio de 2018

Alejandra Fernández Menéndez
Coordinadora Técnica de Recursos Materiales



LETENDA DE USOS AREA ADMINISTRATIVA		SUP. (m ²)
1	Verificación de datos	44,37
2	Verificación de datos	14,35
3	Verificación de datos	12,29
4	Verificación de datos	65,98
5	Verificación de datos	255,71
6	Verificación de datos	15,84
7	Verificación de datos	13,84
8	Verificación de datos	17,18
9	Verificación de datos	12,29
10	Verificación de datos	13,11
11	Verificación de datos	13,11
12	Verificación de datos	13,11
13	Verificación de datos	13,11
14	Verificación de datos	13,11
15	Verificación de datos	13,11
16	Verificación de datos	13,11
17	Verificación de datos	13,11
18	Verificación de datos	13,11
19	Verificación de datos	13,11
20	Verificación de datos	13,11
21	Verificación de datos	13,11
22	Verificación de datos	13,11
23	Verificación de datos	13,11
24	Verificación de datos	13,11
25	Verificación de datos	13,11
26	Verificación de datos	13,11
27	Verificación de datos	13,11
28	Verificación de datos	13,11
29	Verificación de datos	13,11
30	Verificación de datos	13,11
31	Verificación de datos	13,11
32	Verificación de datos	13,11
33	Verificación de datos	13,11
34	Verificación de datos	13,11
35	Verificación de datos	13,11
36	Verificación de datos	13,11
37	Verificación de datos	13,11
38	Verificación de datos	13,11
39	Verificación de datos	13,11
40	Verificación de datos	13,11
41	Verificación de datos	13,11
42	Verificación de datos	13,11
43	Verificación de datos	13,11
44	Verificación de datos	13,11
45	Verificación de datos	13,11
46	Verificación de datos	13,11
47	Verificación de datos	13,11
48	Verificación de datos	13,11
49	Verificación de datos	13,11
50	Verificación de datos	13,11
51	Verificación de datos	13,11
52	Verificación de datos	13,11
53	Verificación de datos	13,11
54	Verificación de datos	13,11
55	Verificación de datos	13,11
56	Verificación de datos	13,11
57	Verificación de datos	13,11
58	Verificación de datos	13,11
59	Verificación de datos	13,11
60	Verificación de datos	13,11
61	Verificación de datos	13,11
62	Verificación de datos	13,11
63	Verificación de datos	13,11
64	Verificación de datos	13,11
65	Verificación de datos	13,11
66	Verificación de datos	13,11
67	Verificación de datos	13,11
68	Verificación de datos	13,11
69	Verificación de datos	13,11
70	Verificación de datos	13,11
71	Verificación de datos	13,11
72	Verificación de datos	13,11
73	Verificación de datos	13,11
74	Verificación de datos	13,11
75	Verificación de datos	13,11
76	Verificación de datos	13,11
77	Verificación de datos	13,11
78	Verificación de datos	13,11
79	Verificación de datos	13,11
80	Verificación de datos	13,11
81	Verificación de datos	13,11
82	Verificación de datos	13,11
83	Verificación de datos	13,11
84	Verificación de datos	13,11
85	Verificación de datos	13,11
86	Verificación de datos	13,11
87	Verificación de datos	13,11
88	Verificación de datos	13,11
89	Verificación de datos	13,11
90	Verificación de datos	13,11
91	Verificación de datos	13,11
92	Verificación de datos	13,11
93	Verificación de datos	13,11
94	Verificación de datos	13,11
95	Verificación de datos	13,11
96	Verificación de datos	13,11
97	Verificación de datos	13,11
98	Verificación de datos	13,11
99	Verificación de datos	13,11
100	Verificación de datos	13,11


LETENDA DE USOS AREA DE FAMILIA		SUP. (m ²)
1	Verificación de datos	5,30
2	Verificación de datos	2,44
3	Verificación de datos	3,50

LETENDA COLUMNAR (TOMAS DE FUERZA, VDE 7 DATOS)

- COLUMNA PARA ALIMENTAR 2 PUESTOS
- COLUMNA PARA ALIMENTAR 1 PUESTO

NOTA


CADA PUESTO SE CUBRE DE 60 CM DE ANCHURA (25A1) + 2 TORNOS RJ45



SERVICIOS CENTRALES

Señalización





Por tratarse de un edificio singular con diferentes problemas de comunicación (dos espacios en un mismo edificio que se comunica interiormente con ascensores y escaleras); intentamos buscar soluciones lo más sencillas posibles para facilitar un buen tránsito dentro del mismo.

Proponemos una señalización de menor tamaño que la establecida:

Por tener poca distancia para ver la información.

Por tener los techos bajos.

Por tener pasillos estrechos.

Por tener puertas muy juntas y con molduras gruesas.

Por tener muchos departamentos dentro del mismo espacio.

Señalización en cada planta:

1º Un pequeño directorio, con el listado de las dependencias, asignándole un número, que se repetirá en el esquema de los pasillos para facilitar así su situación.

2ª Placas direccionales suspendidas e independientes con flechas para informar de los departamentos que se encuentran a derecha e izquierda de las bifurcaciones del pasillo, con los números correspondientes y nombre.

Estas placas tendrán diferentes tamaños en función de la cantidad de información que se precise.



3ª Placas de puertas para despachos con el cargo y nombre.

Placas de puertas para dependencias.

Placas con pictogramas para servicios.

Placas para espacios restringidos.

4ª Placas suspendidas para señalar mesas de trabajo.



Directorio general A.


Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasermat exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) del servicio correspondiente.

Símbolo recortado en aluminio de 2 mm de grosor, el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072, pegado y asegurado con tornillería interiormente.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" fresado (0,2 mm bajorrelieve) y pintado en azul Pantone 072.



Gill Sans cuerpo 57. Interlineado 12. Interletraje 1
Los textos irán fresados (0,2 mm bajorrelieve).

Gill Sans cuerpo 75. Vinilo gris Pantone 424

Círculo 10 mm de diámetro
fresados (0,2 mm bajorrelieve).

Círculo 15 mm de diámetro y texto
Gill Sans cuerpo 93 en vinilo rojo . Pantone 042.


Pictogramas de 25 x 25 mm fondo vinilo azul
mate Pantone 300 pictograma en blanco mate

Texto "Gobierno del Principado de Asturias"
fresado (0,2mm bajorrelieve) y pintado
en gris Pantone 424.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

A-1



La altura estará determinada por la cantidad de líneas de texto

Directorio general B.

Rótulo formado por dos elementos:


SERVICIOS CENTRALES

Señalización

A-2

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasermax exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) del servicio correspondiente.



Acotaciones en metros.

Directorio de planta. Ejemplo planta I^a.

SERVICIOS CENTRALES Señalización


B-1

Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor) cerrada por detrás, de 30 mm de fondo y 670 mm ancho, la altura dependerá de la cantidad de información (líneas de texto) que se precise. Pintada en plata mate Pantone 877.

Compuesto por dos espacios informativos:

A.- Planta esquemática donde solo se representan los pasillos y sirvan de "camino" para llevarnos a las dependencias y despachos. Un punto en rojo para indicar la situación del visitante.

B.- Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) de los servicios correspondientes.




Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor) cerrada por detrás, de 30 mm de fondo y 670 mm ancho, la altura dependerá de la cantidad de información (líneas de texto) que se precise. Pintada en plata mate Pantone 877.

Compuesto por dos espacios informativos:

A.- Planta esquemática dando solo se representan los pasillos para así servir de camino para llevarnos a las dependencias y despachos. Un punto en rojo para indicar la situación del visitante.

B.- Placa de plástico de ROWMARK (Lasermex exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajo relieve) de los servicios correspondientes.



Directorio de planta. Ejemplo planta 3ª.

SERVICIOS CENTRALES Señalización


B-3

(Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor) cerrada por detrás, de 30 mm de fondo y 670 mm ancho, la altura dependerá de la cantidad de información (líneas de texto) que se precise. Pintada en plata mate Pantone 877.

Compuesto por dos espacios informativos:

A.- Planta esquemática dando solo se representan los pasillos para así servir de camino para llevarnos a las dependencias y despachos. Un punto en rojo para indicar la situación del visitante.

B.- Placa de plástico de ROWMARK (Lasermark exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) de los servicios correspondientes.



Directorio de planta. Colocación.


SERVICIOS CENTRALES

Señalización

B-4

Ejemplo de colocación con relación al suelo.

Se colgarán del techo y separado de la pared por mediación de dos barras de acero mate de 5 mm de diámetro aproximadamente, rematando en la parte superior con un embellecedor.



Acotaciones en metros.

Placa para plantas del sector calle Argüelles.


SERVICIOS CENTRALES

Señalización

C-1

Para colocar en cada puerta.


(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.



Placa formada por dos elementos:

(A) Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor) cerrada por detrás, de 30 mm de fondo y 416 mm ancho, la altura dependerá de la cantidad de información (líneas de texto) que se precise. Pintada en plata mate Pantone 877.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) de los servicios correspondientes.



Placa direccional suspendida.


Soporte de metacrilato transparente, pulido, de 20 mm de grueso. Tamaño de ancho y alto variable según la cantidad de información.

Placa con dos espacios informativos:

A.- Superficie de vinilo color gris Pantone 424 mate. Número, nombres de las dependencias y despachos en vinilo color blanco. Círculo azul Pantone 072.

B.- Superficie transparente con flecha de dirección en vinilo color gris Pantone 424.

La información se utilizará por ambas caras.




Placa direccional suspendida.

Diferentes variaciones de tamaño con relación a la cantidad de textos y longitud de los mismos, manteniéndose unas cotas únicas.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

D-2



Placa direccional suspendida.

SERVICIOS CENTRALES


Señalización

D-3

Ejemplo de colocación con relación al suelo.

Se colgarán del techo por mediación de dos barras de acero mate de 3,5 mm de diámetro aproximadamente, rematando en la parte superior con un embellecedor.

La distancia de la parte inferior de la placa al suelo será siempre la misma. Variando la distancia al techo en función de la altura de la placa en relación con la cantidad de líneas de texto.



Placa direccional suspendida. Plantas 4ª, 5ª y 6ª.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización


D-4

Soporte de metacrilato transparente, pulido, de 20 mm de grueso. Tamaño de ancho y alto variable según la cantidad de información.

Placa con un solo espacios informativos:

A.- Superficie de vinilo color gris Pantone 424 mate. Número, nombres de las dependencias y despachos en vinilo color blanco. Círculo azul Pantone 072.

La información se utilizará por una cara.



Placa direccional suspendida.

SERVICIOS CENTRALES


Señalización

D-5

Ejemplo de colocación con relación al suelo.

Se colgarán del techo por mediación de dos barras de acero mate de 3,5 mm de diámetro aproximadamente, rematando en la parte superior con un embellecedor.

La distancia de la parte inferior de la placa al suelo será siempre la misma. Variando la distancia al techo en función de la altura de la placa en relación con la cantidad de líneas de texto.



Acotaciones en metros.

Placa direccional suspendida.


SERVICIOS CENTRALES

Señalización


D-6

Ejemplo de colocación de la señalización en diferentes situaciones en un recorrido:

- (A) Suspendidas del techo dos caras.
- (B) Suspendidas del techo una cara.



Soluciones para las plantas, 1ª, 2ª y 3ª.



Soluciones para las plantas, 4ª, 5ª y 6ª.

Placas de pared para dependencias. Planta baja.

SERVICIOS CENTRALES



Señalización

E-1

Compuesto por dos espacios informativos:

A.- Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor), de 20 mm de fondo y 150 mm alto, la anchura dependerá de la cantidad de información (longitud de texto).
Pintada en plata mate Pantone 877.

B.- Placa de plástico de ROWMARK (Lasermax exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) de las dependencias correspondientes.





Placas de pared para dependencias. Planta baja.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

Ejemplo de colocación sobre las ventanillas.



E-2



Acotaciones en metros.

Placa de despachos o dependencias.

Soporte metálico de aluminio de 3 mm plegado
y pintado en plata mate Pantone 877



Placa de despachos o dependencias.

SERVICIOS CENTRALES


Señalización

F-2

Compuesto por dos espacios informativos:

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasermat exteriores, LM 922-382 China blue/white) o similar para la rotulación (fresados 0,2 mm bajorrelieve) del servicio correspondiente.


B.- Superficie con el nombre y apellidos rotulado en vinilo gris Pantone 424.



Placa de despachos o dependencias.

Ejemplos de placas con diferentes servicios .

Ejemplos de placa para cuando, en el mismo despacho, existan dos dependencias diferentes



0,160



Placa de despachos o dependencias.


SERVICIOS CENTRALES

Señalización

F-4


Se presenta en este epígrafe la configuración de la señalización situada en los lugares de destino o en el propio lugar que el rótulo señala.

Estos indicadores se situarán con relación a la puerta, si es posible, en el mismo lado en que se encuentre la manilla para abrirla.



Cuando, por carecer de espacio o por estar las puertas juntas no sea posible situarlas en la pared, se situarán en la puerta.

El soporte, en este caso, será una placa de plástico de 8-10 mm de grosor; pintada en plata mate Pantone 877.



Acotaciones en metros.


Placa de dependencias y salones.

Ampliación del tamaño de placa 190 x 190 mm,
manteniéndose las mismas características del soporte.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

F-5



Placa para aseos.



Soporte metálico de aluminio de 5 mm pintado en plata mate Pantone 877.
Parte de el frontal se pintará color azul Pantone 300, se colocará el pictograma
realizado en vinilo color blanco mate.

La placa se fijará, centrada, por medio de pegamento a la puerta.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

F-6



Acotaciones en metros.

Placa de uso restringido.


Soporte metálico de aluminio de 5 mm pintado en gris mate Pantone 424. Parte de el frontal se pintará color rojo Pantone 032, los textos se realizarán en vinilo color blanco mate.

La placa se fijará, centrada, por medio de pegamento a la puerta.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización

F-7



Acotaciones en metros.

Placa suspendida para mesas de trabajo.

SERVICIOS CENTRALES

Señalización


G-1

Bandeja de aluminio (1,5 mm de grosor) cerrada por detrás de 20 mm de fondo pintada en color plata mate Pantone 877.

Tamaño variable según la cantidad de información.

A.- Superficie de vinilo color gris Pantone 424 mate. Nombres de las dependencias en vinilo color blanco mate.

La información se utilizará por ambas caras.



Placa suspendida para mesas de trabajo.

SERVICIOS CENTRALES


Señalización

G-2

Ejemplo de colocación con relación al suelo.

Se colgarán del techo por mediación de dos barras de acero mate de 3,5 mm de diámetro aproximadamente, rematando en la parte superior con un embellecedor.

La distancia de la parte inferior de la placa al suelo será siempre la misma. Variando la distancia al techo en función de la altura de la placa en relación con la cantidad de líneas de texto.



ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 1
LOTE 1: MOBILIARIO GENERAL OFICINA

Sublote 1.1 : Archivador metálico para carpetas colgantes (A4)		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Medidas (132 x 47 x 62 cm (± 5%))		(Indicar medidas)
Con cerradura		
4 cajones		
Con portaetiquetas		
Color gris		
Sistema antivuelco		
Sublote 1.2 : Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 100x45x135 cm		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Medidas 100x45x135 cm (± 5%)		(Indicar medidas)
Estructura : Monoblock chapa laminada en frío de 0,8mm		
4 estantes interiores regulables		
Cerradura con llave		
Sublote 1.3 : Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 120x45x198 cm		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Medidas (120x45x198 cm (± 5%))		(Indicar medidas)
Estructura : Monoblock chapa laminada en frío de 0,8mm		
4 estantes interiores regulables		
Cerradura con llave		
Sublote 1.4 : Armario polipropileno. Medidas 70x45x184 cm		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Medidas (70x45x184 cm (± 5%))		(Indicar medidas)
Estructura: Polipropileno		
Con llave o candado		
Sublote 1.5 : Bancada 4 plazas		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo monocarcasa fabricado en polipropileno		
Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sublote 1.6 : Banco 1,5 metros		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Medidas (150 x 34 x 48 cm de alto (± 5%))		(Indicar medidas)

Fabricado en tubo de acero, estructura soldada, gran resistencia.		
Material hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmeda		
Sublote 1.7 : Cajonera rodante		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
3 cajones		
Acabado en melamina.		
Ruedas estándar de seguridad		
Sistema antivuelco		
A juego con mesa sublote 1.10		
Con llave		
Sublote 1.8: Espejo lavabo		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas (80 x100 cm)		(Indicar medidas)
Sin perfiles		
Pegado a pared		
Sublote 1.9 : Mesa acero inoxidable		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas (180x80x74 cm)		(indicar medidas)
Reforzada para soportar 200Kg AISI 316		
Patas regulables		

Medida 1750x330x16mm (± 5%)		(indicar medidas)
Subtote 1.17 : Silla confidente con apoyabrazos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento)		
Asiento y respaldo de polipropileno color azul oscuro		
Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas		
Subtote 1.18 : Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Silla ergonómica con regulación automática en altura		
Sistema de regulación para respaldo y asiento ergonómico con curvatura delantera		
Apoyabrazos regulables		
Regulación independiente de la altura del respaldo y de la separación longitudinal entre asiento y respaldo		
Tapizado en polipiel color azul oscuro, de alta densidad 45 mm de espesor (± 5%)		
Interior de madera o polipropileno		
Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo		

Sublote 1.10 : Mesa rectangular oficina 1600x800 mm con ala		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Medida del ala 960x600 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Estructura de acero laminado con acabado epoxi		
Encimera melamina aglomerado de alta densidad 25mm. (± 5%)		
Faldón metálico frontal con bandeja metálica para organización cableado		
4 patas metálicas de 50x50 mm		
Sublote 1.11 : Nevera con congelador		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 550 x 1430 x 550 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Clase A		
Capacidad 204 L (± 5%)		(indicar capacidad)
Bandejas de cristal		
Luz interior		
Regulador de temperatura		
Puerta reversible con sistema de autocierre		
Sublote 1.12: Papelera		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Material polipropileno		
Capacidad 50 L (± 5%)		(indicar capacidad)
Sublote 1.13 : Perchero de pared		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Perchero metálico mural 3 ó 4 colgadores		
Sublote 1.14 : Perchero de pie		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Metálico		
8 colgadores		
Altura 1770 mm (± 5%)		(indicar altura)
Estabilidad		
Sublote 1.15 : Separador frontal panel laminado para puestos operativos de 1600 mm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Material: Melamina del mismo acabado que encimeras mesas (sublote 1.10)		
Medida 1500x330x16mm (± 5%)		(indicar medidas)
Sublote 1.16 : Separador lateral panel laminado para puestos operativos 1800 mm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Material : Melamina del mismo acabado que encimeras mesas (sublote 1.10)		

Sublote 1.19 : Silla para equipo mecanoterapia		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones
Madera de haya.		
Sin ningún elemento metálico.		
Sublote 1.20 : Taquilla monoplaza		
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones (indicar medidas)
Medidas: 30x50x180 cm ($\pm$ 5%)		
Fabricadas en chapa de acero		
Pintadas con pintura Epoxi-poliéster		
Bandeja y colgador para perchas		
Bordes sin aristas		
Bisagras ocultas		
Con roseta de ventilación		
Cerradura de cilindro con 2 llaves		

ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 2

Lote 2 : Cortinas		
Característica técnica	Cumple (s/i/no)	Observaciones
Medidas subbiote 2.1: Cortina despacho ancho 125 cm y alto 180 cm		
Medidas subbiote 2.2: Cortina despacho ancho 145 cm y alto 180 cm		
Medidas subbiote 2.3: Cortina despacho ancho 115 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.4: Cortina despacho ancho 205 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.5: Cortina oficina ancho 115 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.6: Cortina oficina ancho 185 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.7: Cortina oficina ancho 230 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.8: Cortina oficina ancho 245 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.9: Cortina oficina ancho 250 cm y alto 185 cm		
Medidas subbiote 2.10: Cortina gimnasio ancho 240 cm y alto 160 cm		
Tubo de enrollle mínimo diam. 45		
Tapas laterales en PVC		
Sistema anti-desplazamiento de la tela en el tubo de enrollamiento		
Accionamiento manual mediante cadena		
Tejido de fibra recubierto de PVC para cortina enrollable manualmente con apertura 3%		
Antibacteriano e ignífugo		
Clasificación M según NFP 92503, C UNO según UNI 9177		
Composición aprox.:36%fibra de vidrio, 64% PVC		
Tejido termosoldado en los cantos y en su parte final		
Peso no superior a 365 g/m2 +5%		
Grosor del tejido no superior a 0,46mm +5%,		
Bloqueo de rayos UV:>93%		
Solidez de los colores a la luz:7/8 según ISO 105 B02		

ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 3

Lote 3 : Mampara acristalada		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Espesor total de 82 mm.		
Estructura oculta de 45x30 mm en aluminio extrusionado con una aleación 6063-56-HO, tratamiento T5 y posterior anodizado plata mate de 15 micras en partes vistas		
Acristalamiento (6+6/40/6+6) con dos vidrios laminados acústicos transparentes 6+6 mm., formando cámara de aire intermedia de 40 mm		
Ventanales de 3.600 mm. de ancho formados por un máximo de tres vidrios con los cantos pulidos y unidos a hueso mediante "H" de policarbonato transparente.		
Entrecalles verticales de 10 mm. de ancho		
Sellado perimetral contra suelo, techo y paredes, mediante juntas de PVC de doble dureza		
Preparada para alojar canalizaciones (electricidad, agua, etc.) en su interior		
Totamente reinstalable, registrable y módulos intercambiables.		
Máxima calificación para zonas y niveles de uso según norma UNE 41.955:2000		
Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001:2008		
Aislamiento acústico 42 dB		

ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 4

Lote 4 : Mostrador de recepción a medida		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
El mostrador a medida estará dividido en dos partes por una columna de obra, cuya longitud total será de 325cm - 330 cm, cubriendo la columna existente.		
Encimera superior (derecha columna) con medidas aprox. 163 x 40x 110h cm		
Encimera de trabajo (derecha columna) con medidas aprox. 163 x 70x 75h cm		
Encimera de trabajo (izquierda columna) con medidas aprox. 100x 70x 75h cm		
Sobres mesa, mostrador y laterales fabricados en tablero aglomerado blaminado con recubrimiento de melamina de 25 mm y cantos de PVC, a juego con el acabado de las mesas de oficina subíote 1.10		

ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 5

LOTE 5: MOBILIARIO REHABILITACION

Sublote 5.1 : Balón bobath 45 cm.

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Superficie antideslizante		
Tacto suave		
Buena amortiguación.		
Inflable		
Medida :45cm		

Sublote 5.2 : Balón bobath 95 cm.

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Superficie antideslizante		
Tacto suave		
Buena amortiguación.		
Inflable		
Medida :95cm		

Sublote 5.3 : Camilla de tratamiento neurológico bobath

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Dos tramos		
Anchura 120cm.		
Altura mínima 46 cm.		(indicar medida)
Altura máxima 89 cm.		(indicar medida)
Longitud sección de la cabeza +- 65 cm.		(indicar medida)
Longitud sección de las piernas +- 140cm		(indicar medida)
Longitud total +-208 cm		(indicar medida)
Angulo de inclinación del reposacabezas - 30/80		
Mecanismo de elevación eléctrico		
Orificio para respirar		
4Ruedas retráctiles		
Peso máximo usuario 250 kg.		(indicar peso máximo)

Sublote 5.4 : Camilla de exploración hidráulica con

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 190 x 62 x 55-90 cm. (± 5%)		(indicar medidas)
Tres cuerpos con respaldo abatible		
Estructura de acero inoxidable soldada de gran solidez		
Peso soportado 180 kg.		(indicar peso)
Tapizado de gran densidad en material ignífugo		
Motor hidráulico		
Altura regulable		
Portarrollos para adaptar a camilla		

Sublote 5.5 : Carro de acero inoxidable 2 baldas

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 62x47x90 cm		(indicar medidas)
Con cajón		
Con ruedas		

Sublote 5.6 : Colchoneta espuma

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 15 mm , 200 x 100 cm		(indicar medidas)
Superficie antideslizante		
Tacto suave		
Buena amortiguación		
Tapizada en skay		

Sublote 5.7 : Cuña tapizada 25 cm

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas aprox.: 25x25x10 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		

Sublote 5.8 : Cuña tapizada 30 cm

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas aprox.: 30x50x20 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		

Sublote 5.9 : Cuña tapizada 50 cm

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas aprox.: 50x40x30 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		

Sublote 5.10 : Equipo combinado (electroestimulación + ultrasonidos)

Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
------------------------	----------------	---------------

Pantalla táctil de cristal claro y resistente a golpes		
Voltaje 100-240V+10%		
Canales de corriente 2 (100% independientes)		
Tipo de corriente 36 (por canal)		
Cable de alimentación 230V-EUR		
Electrodos de caucho 6x8cm ,2mm hembra		
Almohadillas húmedas para electrodos 6x8cm		
Cable paciente 2mm macho		
Frecuencia de ultrasonido 1 y 3 MHz		
Modalidad continuo y pulsada		
Dos cabezales uno de 5 cm y otro de 0,8 cm		
Sublote 5.11 : Escalera con rampa 4 peldaños		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura acero pintado en epoxi		
Peldaños en haya con goma antideslizante de 1,90m.		(indicar medida)
Altura de peldaños 15 cm.		(indicar medida)
Ancho de peldaño 24 cm.		(indicar medida)
Barandillas metálicas elevables mediante pomos especiales de fácil apriete		
Regulación de altura entre 55 y 80 cm.		
Sublote 5.12 : Espaldera en madera barnizada		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 240x90x12 cm.		(indicar medidas)
Estructura de madera		
Barnizada en poliuretano		
Cuatro anclajes de seguridad		
Un cuerpo		
Fijación a pared		
Sublote 5.13 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 1)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Longitud 5,5 m		(indicar medida)
Nivel tracción 1		
Elástica		
Sin látex		
Presentación en rollos		
Sublote 5.14 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 2)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Longitud 5,5 m		(indicar medida)
Nivel tracción 2		
Elástica		
Sin látex		
Presentación en rollos		
Sublote 5.15 : Gomas elásticas gimnasia 5,5 m. (nivel tracción 3)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Longitud 5,5 m		(indicar medida)
Nivel tracción 3		
Elástica		
Sin látex		
Presentación en rollos		
Sublote 5.16: Lámpara infrarrojos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Regulable en altura de 0 a 170cm.		
Orientable en cualquier posición		
Radiación por lámpara incandescente		
Reloj con desconexión automática 0-60 minutos		
Pie con cinco ruedas de alta estabilidad		
Medidas 620x620x1800mm		
Peso +- 8Kg		
Alimentación 230v 50/60 Hz 250w		
Marcado CE 1012 Clase I tipo B		
Sublote 5.17: Mesa/carro de transporte con ruedas para equipo combinado (sublote 5.10)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura de acero electrosoldada.recubrimiento epoxi ral7035 gofrado		
3 bandejas		
Bandeja superior con organizador de cables		
Bandeja intermedia con cajón metálico con guía		
Bandeja inferior para accesorios		

4 ruedas giratorias dos con freno		
Sublote 5.18: Pesas lastre (1/2 kg.)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Peso (1/2 kg.)		(indicar peso)
Para tobillo y muñeca		
Fijación con velcro		
Forrado en semipiel		
Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I		
Sublote 5.19: Pesas lastre (1 kg.)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Peso (1 kg.)		(indicar peso)
Para tobillo y muñeca		
Fijación con velcro		
Forrado en semipiel		
Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I		
Sublote 5.20: Pesas lastre (2 kg.)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Peso (2 kg.)		(indicar peso)
Para tobillo y muñeca		
Fijación con velcro		
Forrado en semipiel		
Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I		
Sublote 5.21: Pesas lastre (3 kg.)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Peso (3 kg.)		(indicar peso)
Para tobillo y muñeca		
Fijación con velcro		
Forrado en semipiel		
Marcado CE según directiva 93/42CEE clase I		
Sulote 5.22 : Rulo tapizado 65 X 10 cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 65 x10 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		
Sulote 5.23 : Rulo tapizado 60 x 20 cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 60 x20 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		
Sulote 5.24 : Rulo tapizado 60 x 30 cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 60 x30 cm		(indicar medidas)
Gomaespuma de 25 kg de densidad		(indicar densidad)
Tapizado en skay		
Sublote 5.25 : TENS		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Dos canales independientes en intensidad.		
Frecuencia :1-150Hz		
Ancho de pulso: 50-400 8s.		
Intensidad :100 ma por canal		
Funcionamiento a batería		

ANEXO III - Ficha autoevaluación Lote 6
LOTE 6: SEÑALIZACION

Sublote 6.1 : Vinilo ácido adhesivo interior			
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones	
Ambientación lineal en material vinílico ácido adhesivo interior con logo SESPA según diseño a facilitar			
Sublote 6.2 : Señalización interior Consultas y Despachos. Dimensiones 250 x 250 cm			
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones	
Placas de despachos o consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA			
Sublote 6.3 : Señalización interior Consultas y Despachos. Con adhesivo para pared de cristal. Dimensiones 250 x 250 cm			
Característica técnica	Cumple (sí/no)	Observaciones	
Placas de despachos o consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA			
Irán sujetas con adhesivo por ser la pared de cristal			
Sublote 6.4: Señalización interior pictogramas (aseos). Dimensiones 200 x 200 cm			
Placas de despachos o consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA			
Sublote 6.5: Señalización Área Administrativa (encima puerta entrada) (900x150 mm)			
Placas de pared para dependencias de acuerdo a manual corporativo SESPA			
Sublote 6.6: Señalización indicativa direccional (700x200 mm)			
Placas direccionales suspendidas de acuerdo a manual corporativo SESPA			

